

# incubado

## Sicherheitsinformationen

### Gegenstand der Erklärung:

Marke: Flexilife

Artikel: flexilife Wandgriff Edelstahl für Senioren

SKU: ELD0016-30CM, ELD0016-45CM, ELD0016-60CM

EAN: 4260574268084, 4260574268091, 4260574268107

### Hersteller:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

### EU-Verantwortlicher:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

### Produktfoto und Bezeichnung:



Wandgriff aus Edelstahl

#### incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

Registergericht Kiel

HRB 18679

VAT-No.: DE 301984991

#### Kontakt

+49 40 882 159 77

customerservice@incubado.eu

www.incubado.de

#### Geschäftsführer

Mark Stolzenberg

Anthony Carstensen

#### Bankverbindung

Hamburger Sparkasse

BIC: HASPDEHHXXX

IBAN: DE72200505501335124390

## 1. Identifikation und Bewertung von Gefahren

- **Mechanische Gefahren:**

- **Montagefehler:** Unsachgemäße Installation kann zu Instabilität führen, was das Risiko eines Sturzes erhöht.
- **Überlastung:** Überschreitung der maximalen Belastbarkeit von 150 kg kann zu Materialversagen führen.

- **Chemische Gefahren:**

- **Materialausdünstungen:** Edelstahl ist in der Regel inert, jedoch sollten bei der Reinigung keine aggressiven Chemikalien verwendet werden, die die Oberfläche beschädigen könnten.

- **Elektrische Gefahren:**

- Keine elektrischen Komponenten vorhanden, daher keine elektrischen Gefahren.

## 2. Analyse der potenziellen Risiken

- **Beabsichtigte Verwendung:**

- Der Griff ist für die Unterstützung beim Ein- und Aussteigen aus der Badewanne oder Dusche konzipiert. Bei korrekter Montage bietet er sicheren Halt.

- **Vorhersehbare Fehlanwendung:**

- Verwendung als Kletterhilfe oder für andere Zwecke, die nicht dem vorgesehenen Gebrauch entsprechen.
- Montage an ungeeigneten Oberflächen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.

## 3. Hinweise zur Risikominimierung und zur Produktsicherheit

- **Vor der Nutzung:**

- Stellen Sie sicher, dass der Griff an einer stabilen und geeigneten Wandoberfläche montiert wird.
- Verwenden Sie die mitgelieferten oder empfohlenen Befestigungsmaterialien.

- **Während der Nutzung:**

- Achten Sie darauf, dass die maximale Belastbarkeit von 150 kg nicht überschritten wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung des Griffs, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

- **Allgemeine Pflege:**

- Reinigen Sie den Griff regelmäßig mit mildem Reinigungsmittel und Wasser, um die Hygiene zu gewährleisten und die rutschfeste Oberfläche zu erhalten.

## 4. Warnhinweise

- **Achtung:** Der Wandgriff ist nicht als Kletterhilfe geeignet.

- **Warnung:** Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit von 150 kg, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Vorsicht:** Stellen Sie sicher, dass der Griff korrekt und fest an einer geeigneten Wandoberfläche montiert ist.
- **Hinweis:** Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung des Griffs, um die Sicherheit zu gewährleisten.