

incubado

Sicherheitsinformationen

Gegenstand der Erklärung:

Marke: Flexilife

Artikel: Badewannenstufe Badewanneneinstiegshilfe Badewannentritt mit Haltegriff

SKU: ES24-800427

EAN: 4030969047958

Hersteller:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

EU-Verantwortlicher:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

Produktfoto und Bezeichnung:



Badewanneneinstiegshilfe mit Haltegriff
Trittfläche aus PE Kunststoff und Gestell
aus pulverbeschichteten Stahl

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

Registergericht Kiel

HRB 18679

VAT-No.: DE 301984991

Kontakt

+49 40 882 159 77

customerservice@incubado.de

www.incubado.de

Geschäftsführer

Mark Stolzenberg

Anthony Carstensen

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse

BIC: HASPDEHHXXX

IBAN: DE72200505501335124390

1. Identifikation und Bewertung von Gefahren, die vom Produkt ausgehen könnten

- **Mechanische Gefahren:** Die Badewannenstufe könnte bei unsachgemäßer Nutzung oder bei Überschreitung der maximalen Belastung von 110 kg brechen oder kippen, was zu Stürzen führen kann. Eine falsche Montage des Haltegriffs könnte die Stabilität beeinträchtigen.
- **Chemische Gefahren:** Die Materialien wie PE-Kunststoff und pulverbeschichteter Stahl könnten potenziell schädliche Chemikalien enthalten, die bei Hautkontakt oder durch Ausdünstungen freigesetzt werden könnten. Diese Gefahr ist jedoch bei den verwendeten Materialien gering.
- **Elektrische Gefahren:** Es bestehen keine elektrischen Gefahren, da die Badewannenstufe keine elektrischen Komponenten enthält.

2. Analyse der potenziellen Risiken in Bezug auf die beabsichtigte und vorhersehbare Verwendung des Produkts

- **Beabsichtigte Verwendung:** Die Badewannenstufe ist als Einstiegshilfe für die Badewanne konzipiert und bietet eine stabile Plattform für den sicheren Ein- und Ausstieg. Der Haltegriff unterstützt zusätzlich die Stabilität beim Betreten und Verlassen der Badewanne.
- **Vorhersehbare Fehlanwendung:** Nutzer könnten die Stufe übermäßig belasten, sie auf unebenen oder rutschigen Oberflächen verwenden oder den Haltegriff nicht korrekt montieren, was zu einem Versagen des Produkts führen könnte.

3. Hinweise zur Risikominimierung und zur Produktsicherheit

- **Verwendung:** Stellen Sie sicher, dass die Badewannenstufe auf einer ebenen und rutschfesten Oberfläche steht. Überprüfen Sie die Montage des Haltegriffs und fixieren Sie ihn sicher, bevor Sie die Stufe verwenden.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Kontrollieren Sie regelmäßig die Stabilität der Stufe und die Festigkeit der gummierten Füße, um ein Abrutschen zu verhindern. Überprüfen Sie auch die Befestigung des Haltegriffs.
- **Maximale Belastung:** Beachten Sie die maximale Belastungsgrenze von 110 kg und verwenden Sie die Stufe nicht als Kletterhilfe oder für andere nicht vorgesehene Zwecke.
- **Materialpflege:** Reinigen Sie die Trittpläche regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln, um die Langlebigkeit des Materials zu gewährleisten und chemische Rückstände zu vermeiden.

4. Erstelle Warnhinweise zu dem Produkt die GPSR konform sind

- **Warnung:** Die Badewannenstufe muss auf einer stabilen und rutschfesten Oberfläche verwendet werden. Unsachgemäße Nutzung kann zu schweren

Verletzungen führen.

- **Achtung:** Überschreiten Sie nicht die empfohlene maximale Belastung von 110 kg. Die Stufe ist nicht als Kletterhilfe geeignet.
- **Vorsicht:** Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und die Montage des Haltegriffs. Lockere oder falsch montierte Teile können die Sicherheit beeinträchtigen.
- **Hinweis:** Verwenden Sie die Stufe nur für den vorgesehenen Zweck. Bei Unsicherheiten lassen Sie die Montage oder Anpassung von einem Fachmann überprüfen.